

Smart DCT, la nueva herramienta de Virbac que ayuda al veterinario con el secado selectivo

smart
DCT



Smart DCT es una app con la que los clínicos pueden definir el punto de corte adecuado para poder poner en práctica un tratamiento de secado selectivo del modo más sencillo y seguro

En los últimos tiempos se está buscando una reducción del uso de antibióticos en las ganaderías. Estos se suelen destinar, en el caso del sector lechero, al secado. Con la reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de realizar el secado selectivo, y con el objetivo de facilitar este trabajo a los veterinarios, Virbac acaba de lanzar una nueva aplicación: Smart DCT.

En los últimos meses, Virbac ha estado presente en reuniones como el Congreso Anembe con el objetivo de estar al lado del sector bovino, de manera presencial, y poder presentar herramientas que ayuden al veterinario de explotación con la situación actual que se está viviendo en España en relación al uso de antimicrobianos.

“Uno de los puntos clave en el sector lechero está en el tema de los antibióticos, en la salud de la

ubre. Donde más se solían emplear, hasta ahora, era en el secado”, expuso Mikel Imaz, responsable de *Marketing* de Animales de Producción en Virbac. Con la nueva ley, el secado selectivo ya es obligatorio para todo el mundo, con lo cual, es interesante contar con aplicaciones como Smart DCT, que ayuden a dar el paso de la manera más cómoda.

Imaz explicó qué medidas están poniendo en marcha desde la compañía con respecto a este asunto: “Nosotros intentamos dar herramientas al veterinario para que pueda saber más o menos cuáles son sus puntos de corte o dónde puede establecer sus criterios para llevarlo a cabo lo mejor posible”.

Con Smart DCT, a través de los parámetros que cada veterinario o ganadero tiene en su explotación, se puede ver si las variables que se están utilizando para el secado selectivo son las adecuadas o no.

“Nuestra aplicación mide la prevalencia de infecciones intramamarias teniendo en cuenta los datos de control lechero. De

esta manera, es posible saber cuál va a ser el número de células somáticas que es óptimo para decidir si una vaca va a secado selectivo o si necesita antibiótico para hacer el secado”, indicó Imaz. ●



Virbac